

## ペースメーカー装着患者様の CT 撮像について

CT 検査時にペースメーカーや植込み型除細動器の本体が撮影範囲に入る場合、誤動作を起こすことが確認されています。(本体が撮影範囲に無い場合は問題ありません)

機種によっては、原則禁忌となっていますので検査依頼時にはペースメーカーの機種の確認をお願いします。

また、検査時に確認できるように機種名を依頼紙に記載していただくか、ペースメーカー手帳等機種の確認できるものを当日患者様に持参してもらってください。

### 原則禁忌の機種

- ・ 日本メドトロニック社製 「メドトロニック InSync 8040」
- ・ 日本メドトロニック社製 セラシリーズ 「セラ DR-i」  
「セラ D-i」、「セラ S-i」  
「セラ SR-i」、「セラ VDD-i」
- ・ 植え込み型除細動器

機種の確認が出来なければ撮影できませんのでご協力をお願いします。

参照：2006年医薬品・医療機器等安全性情報 No 221

<http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/01/h0126-1.html>